

Anti-Ittrip ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8Iwb1

商品番号: CM0017157

前書き

ヒトITPRIP（DANGER）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに特異的です。イノシトール1,4,5-三リン酸受容体相互作用および膜生物学に関連するカルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPRIP ウサギ pAb
備考/別名	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	85450
GeneID	85450
免疫原	ヒトITPRIP（NP_203755.1）の アミノ酸101-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IWB1
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ