


Wb、Elisa用 Anti-Jmjd7ポリクローナル抗体 - P0C870

商品番号: CM0028549



前書き

ヒトJMJD7 (P0C870)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済み。ヒストン切断および翻訳調節に参与する、二機能性ペプチダーゼおよびリシルヒドロキシラーゼである、ヒト、マウス、ラットのJMJD7を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	JMJD7 Rabbit pAb
備考/別名	JMJD7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100137047
GeneID	100137047
免疫原	組換えタンパク質 ヒトJMJD7 (NP_001108104.1) のアミノ酸1-316に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0C870
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋