

Wb、Elisa用 抗Jmjd8ポリクローナル抗体 - Q96S16

商品番号: CM0015961

前書き

WBおよびELISAアプリケーション用に設計された、JMJD8 (JmjCドメイン含有タンパク質8) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。NF-kBシグナル伝達および細胞代謝に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JMJD8 Rabbit pAb
備考/別名	PP14397; C16orf20; JMJD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	339123
免疫原	ヒトJMJD8 (NP_001005920.2) のアミノ酸1-285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96S16
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋