

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Jnk1 モノクローナル抗体 - P45983

商品番号: CM0006744



前書き

ヒトJNK1 (MAPK8、SAPK1c) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウス、ラットとの交差反応性あり。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達、アポトーシス、細胞分化の研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JNK1 ウサギ mAb
備考/別名	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5599
免疫原	ヒトJNK1 (NP_620637.1) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45983
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ