


WbおよびElisa用抗Jtbポリクローナル抗体 - O76095

商品番号: CM0015417



前書き

ヒトJTBに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が認証されています。ヒトとラットと交差反応します。細胞質分裂、有糸分裂、がん細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JTB ウサギ pAb
備考/別名	PAR; hJT; HJTB; HSPC222; JTB
対象種	ヒト
遺伝子ID	10899
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトJTB (NP_006685.1) のアミノ酸31〜105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O76095
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	氷袋