


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗JunD ウサギポリクローナル抗体 - P17535

商品番号: CM0018683



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのJunD（AP-1サブユニット）特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのJunDを検出。転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JunD ウサギ pAb
備考/別名	AP-1; JunD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3727
遺伝子ID	3727
免疫原	ヒトJunD (NP_005345.3) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17535
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ