

抗K-カドヘリン (Cdh6) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P55285

商品番号: CM0029363



前書き

ヒトK-カドヘリン (CDH6)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに最適。マウスおよびラットとの交差反応性あり。88kDaのバンドを検出。細胞接着および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K-カドヘリン (CDH6) ウサギ pAb
備考/別名	CAD6; KCAD; K-Cadherin (CDH6)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1004
GeneID	1004
免疫原	ヒトK-カドヘリン (K-Cadherin (CDH6)) (NP_004923.1) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55285
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ