

Anti-Kansl3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9P2N6

商品番号: CM0030889

前書き

ヒトKANS�3を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。KANS�3は、クロマチン調節および微小管安定化に関与するNSLヒストンアセチル転移酵素複合体の重要な構成要素です。エピジェネティクスおよび細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KANS�3 Rabbit pAb
備考/別名	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANS�3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55683
GeneID	55683
免疫原	ヒトKANS�3 (NP_001108488.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P2N6
タンパク質分子量	96kDa
配送	氷袋