

Wb、Elisa用抗Kbtbd3ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nab2

商品番号: CM0013357

前書き

ヒトKBTBD3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。BTB/ケルヒドメインタンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KBTBD3 ウサギpAb
別名	BKLHD3; KBTBD3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	143879
遺伝子ID	143879
免疫原	ヒトKBTBD3 (NP_689646.2) のアミノ酸520〜612に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NAB2
タンパク質分子量	70kDa
配送方法	保冷剤