


ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Kcnh2 ポリクローナル抗体 - Q12809

商品番号: CM0027999



前書き

ヒトKCNH2 (HERG, Kv11.1)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。心臓および神経系チャネル研究に最適。SWISS: Q12809。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	KCNH2 ウサギ pAb
備考/別名	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3757
遺伝子ID	3757
免疫原	ヒトKCNH2 (NP_000229.1) のアミノ酸残基850-950に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12809
タンパク質分子量	127kDa
発送	保冷バッグ