

WbおよびElisa用Anti-Kdm2Bポリクローナル抗体 - Q8Nhm5

商品番号: CM0019728



前書き

KDM2B Rabbit

pAbは、ヒトリジン特異的脱メチル化酵素2Bを標的とする、ウェスタンブロットおよびELISA用のポリクローナル抗体です。エピジェネティクス研究およびクロマチン生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM2B Rabbit pAb
備考/別名	CXXC2; Fb110; PCCX2; FBXL10; JHDM1B; KDM2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84678
GeneID	84678
免疫原	ヒトKDM2B (XP_011537177.1) のアミノ酸600-700領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHM5
タンパク質分子量	153kDa
配送	アイスパック