


WbおよびElisa用抗Kdm5Cウサギポリクローナル抗体 - P41229

商品番号: CM0013097



前書き

ヒトKDM5Cに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ヒストン脱メチル化および転写調節の研究に最適です。SWISS: P41229。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KDM5C ウサギpAb
備考／別名	MRXJ; SMCX; MRX13; MRXSJ; XE169; MRXSCJ; JARID1C; DXS1272E; KDM5C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8242
遺伝子ID	8242
免疫原	合成ペプチド - ヒトKDM5Cのアミノ酸1400からC末端までの配列に対応する合成ペプチド (XP_011529128.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41229
タンパク質分子量	176 kDa
配送	保冷バッグ