

抗Kif20Bウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q96Q89

商品番号: CM0015843

前書き

ヒトKIF20BのC末端領域を標的としたウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの利用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。細胞質分裂、神経極性化、膀胱癌の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF20B Rabbit pAb
別名	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9585
免疫原	ヒトKIF20B（NP_057279.2）のアミノ酸1200～1500番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q96Q89
タンパク質分子量	211kDa
輸送方法	氷袋