

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Kif3Aポリクローナル抗体 - Q9Y496

商品番号: CM0029767

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーション向けのKIF3Aウサギポリクローナル抗体。一次繊毛の形成および細胞内輸送に関与する微小管モータータンパク質であるKIF3Aを検出します。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF3A Rabbit pAb
備考/別名	FLA10; KLP-20; KIF3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11127
遺伝子ID	11127
免疫原	ヒト KIF3A (NP_008985.3) のアミノ酸430-699に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y496
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスパック