

Wb、Elisa用抗Kir2DL4ポリクローナル抗体 - Q99706

商品番号: CM0012909



前書き

KIR2DL4ウサギポリクローナル抗体（Q99706）はW B、ELISAでの使用が検証済みです。非古典的HLA-Gの受容体であるヒト、マウス、ラットのKIR2DL4を検出します。NK細胞シグナル伝達や母体胎児免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR2DL4 ウサギ pAb
別名	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3805
遺伝子ID	3805
免疫原	ヒトKIR2DL4 (NP_002246.5) のアミノ酸22〜242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング (WB)、酵素結合免疫吸着測定法 (ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q99706
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋梱包