

Wb、Elisa用抗Klf10ウサギモノクローナル抗体 - Q13118

商品番号: CM0006666



前書き

ヒトKLF10（TIEG1）に対するウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。概日リズムおよび転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF10 ウサギmAb
備考/別名	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7071
遺伝子ID	7071
免疫原	合成ペプチド ヒトKLF10（Q13118）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13118
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤