

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Klf8ウサギポリクローナル抗体 - O95600

商品番号: CM0023084

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証された組換えKLF8ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写調節、細胞周期進行、およびKLF8関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF8 Rabbit pAb
備考/別名	BKLF3; ZNF741; KLF8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11279
遺伝子ID	11279
免疫原	ヒト KLF8 (NP_009181.2) のアミノ酸210-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95600
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ