

Wb、If/Icc、Elisa用抗Klhl8ポリクローナル抗体 - Q9P2G9

商品番号: CM0016238

前書き

KLHL8ウサギpAb：ヒトKLHL8に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。E3ユビキチンリガーゼおよびRAPSN分解研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLHL8ウサギpAb
備考/別名	KLHL8
種	ヒト
GeneID（ヒト）	57563
GeneID	57563
免疫原	ヒトKLHL8（NP_065854.3）のアミノ酸271～620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P2G9
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷バッグ