

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Klk11ポリクローナル抗体 - Q9Ubx7

商品番号: CM0026886

前書き

ヒトKLK11（カリクレイン-11、ヒポスタシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。プロテアーゼ研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLK11 Rabbit pAb
備考/別名	TLSP; PRSS20; KLK11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11012
GeneID	11012
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UBX7
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ