

Anti-Klrd1 (Cd94) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q13241

商品番号: CM0015452



前書き

ヒト KLRD1 (CD94)

に対するウサギポリクローナル抗体。NK細胞およびT細胞上の重要な免疫受容体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。免疫腫瘍学および感染症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLRD1 ウサギ pAb
備考/別名	CD94; KLRD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3824
GeneID	3824
免疫原	ヒト KLRD1 (NP_002253.2) のアミノ酸32-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ