

抗Kpna6ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O60684

商品番号: CM0006987



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのKPNA6ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。主要な核輸送アダプターであるインポーチンα-7を標的とし、信頼性の高い核細胞質輸送研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KPNA6 ウサギmAb
備考/別名	IPOA7; KPNA6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23633
遺伝子ID	23633
免疫原	ヒトKPNA6のアミノ酸69-169内の配列に対応する合成ペプチド (NP_036448.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60684
タンパク質重量	60 kDa
配送	アイスバッグ