

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Kras+Hras+Nras モノクローナル抗体 - P01111/P01112/P01116

商品番号: CM0003643



前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用にKRAS、HRAS、NRASを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。Rasシグナル伝達および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KRAS+HRAS+NRAS ウサギ mAb
備考/別名	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNRAS (P01111) のアミノ酸1-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01111/P01112/P01116
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ