


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Kremen1 ポリクローナル抗体 - Q96Mu8

商品番号: CM0015123



前書き

ヒトKREMEN1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中のKREMEN1を検出。Wnt/ β -カテニンシグナル伝達、発生、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KREMEN1 ウサギ pAb
備考/別名	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83999
遺伝子ID	83999
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKREMEN1 (NP_001034659.2) のアミノ酸180-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96MU8
タンパク質分子量	52kDa
配送	保冷バッグ