

Anti-Kyat3 ウサギポリクローナル抗体 (Kat3/Ccbl2)、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - Q6Yp21

商品番号: CM0028290

前書き

KYAT3 ウサギポリクローナル抗体 (pAb)。IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。トリプトファン代謝に関与するキヌレニンアミノトランスフェラーゼIIIを標的とし、神経科学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KYAT3 ウサギ pAb
別名	KAT3; CCBL2; KATIII
対象種	ヒト
GeneID	56267
免疫原	ヒトKYAT3 (NP_001008661.1) のアミノ酸295-394に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6YP21
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤