

Wb、Elisa用 抗L-Myc ウサギポリクローナル抗体 - P12524

商品番号: CM0020020

前書き

ヒトL-

Myc（MYCL）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。核プロセスにおける転写因子機能や発がんシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L-Myc Rabbit pAb
別名	LMYC; L-Myc; MYCL1; bHLHe38; MYCL
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4610
GeneID	4610
免疫原	ヒトMYCL（NP_001028253.1）のアミノ酸250～350領域に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12524
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤