

Anti-L3Mbt12ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q969R5

商品番号: CM0015614



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたL3MBTL2ウサギポリクローナル抗体。ヒトL3MBTL2（分子量79

kDaのPolycombグループクロマチン調節因子）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L3MBTL2 Rabbit pAb
備考/別名	L3MBT; H-I(3)mbt-l; L3MBTL2
種	ヒト
GeneID	83746
免疫原	ヒトL3MBTL2（NP_113676.2）のアミノ酸486-705に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q969R5
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスパック