


Anti-L3Mbt13 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q96Jm7

商品番号: CM0030927



前書き

L3MBTL3 (MBT-1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのL3MBTL3を検出します。ノッチシグナリング、クロマチン調節、ユビキチンリガーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	L3MBTL3 Rabbit pAb
備考/別名	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84456
遺伝子ID	84456
免疫原	ヒトL3MBTL3 (NP_115814.1) のアミノ酸1-255に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96JM7
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ