

抗ラムダ軽鎖モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P01701

商品番号: CM0003015

前書き

ヒトIGLV1-51（ラムダ軽鎖可変領域）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有しています。免疫グロブリン研究や診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラムダ軽鎖 ウサギmAb
別名	V1-19; IGLV151; Lambda Light chain
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	28820
遺伝子ID	28820
免疫原	組換えタンパク質（ヒトラムダ軽鎖の1-117アミノ酸、SWISS: P01701）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01701
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤