


WbおよびElisa用抗Lamp1ポリクローナル抗体 - P11279

商品番号: CM0028877



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用途向けの、ヒトLAMP1（CD107a）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。オートファジー、NK細胞の細胞傷害活性、ウイルス侵入に重要な45 kDaのリソソーム膜糖タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LAMP1 Rabbit pAb
備考／別名	LAMP1; CD107a; LGP120; LAMP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3916
遺伝子ID	3916
免疫原	ヒトLAMP1 (NP_005552.3) のアミノ酸150～250番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	45 kDa
輸送方法	保冷剤