


抗Lamp1ポリクローナル抗体（Kd検証済） Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 - P11279

商品番号: CM0019576



前書き

ウサギ由来ポリクローナルLAMP1抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。オートファジー、リソソームpH調節、NK細胞細胞傷害性に関与するリソソーム膜糖タンパク質を標的とし、細胞生物学および免疫腫瘍学研究に最適です。 - P11279

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] LAMP1 ウサギ pAb
備考/別名	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒト LAMP1 (NP_005552.3) のアミノ酸150～250番目の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11279
タンパク質分子量	45 kDa
発送方法	保冷剤