

Wb、Elisa用 抗Laptm4B ウサギポリクローナル抗体 - Q86Vi4

商品番号: CM0015528

前書き

LAPTM4B（リソソーム関連膜貫通タンパク質4B）を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのLAPTM4Bを検出。リソソーム機能とmTORC1シグナル伝達に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LAPTM4B ウサギ pAb
備考/別名	LC27, LAPTM4β, LAPTM4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55353
遺伝子ID	55353
免疫原	組換えタンパク質；ヒトLAPTM4B（NP_060877.3）のアミノ酸218-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86Vi4
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ