


Anti-Larp6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Brs8

商品番号: CM0021418



前書き

ヒトLARP6を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と反応します。コラーゲン翻訳調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LARP6 Rabbit pAb
備考/別名	ACHN; LARP6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55323
遺伝子ID	55323
免疫原	ヒトLARP6 (NP_060827.2) のアミノ酸1-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BRS8
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック