

Anti-Lats2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nrm7

商品番号: CM0020055



前書き

Hippo腫瘍抑制経路の主要なキナーゼであるLATS2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。腫瘍学および細胞シグナリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LATS2 Rabbit pAb
備考/別名	KPM; LATS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26524
GeneID	26524
免疫原	組換えタンパク質；ヒトLATS2 (NP_055387.2) のアミノ酸70-145以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRM7
タンパク質分子量	120kDa
配送	氷袋