


WbおよびElisa用抗Ldhaモノクローナル抗体 - P00338

商品番号: CM0007143



前書き

ヒト乳酸脱水素酵素A（LDHA）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのLDHAを検出します。代謝、解糖系、がんバイオマーカー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LDHA ウサギ mAb
備考/別名	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3939
GeneID	3939
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00338
タンパク質分子量	26-39 kDa
発送	保冷バッグ