

Wb、Ip、If-P、Elisa用抗Lef1ポリクローナル抗体 - Q9Uju2

商品番号: CM0018202

前書き

WB、IP、IF-P、ELISAで検証済みのLEF1ウサギpAb（ポリクローナル）。ヒト、マウス、ラットのLEF1（44 kDa）を検出します。組換え免疫原（アミノ酸20-132番）。Wnt/転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEF1 Rabbit pAb
備考/別名	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51176
GeneID	51176
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLEF1 (NP_057353.1) のアミノ酸20-132番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJU2
タンパク質分子量	44 kDa
輸送方法	保冷剤