

WbおよびElisa用抗Lgr5/Gpr49モノクローナル抗体 - O75473

商品番号: CM0002556

前書き

ヒトLGR5/GPR49を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。
マウスおよびラットと交差反応し、幹細胞およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGR5/GPR49 ウサギmAb
備考/別名	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8549
遺伝子ID	8549
免疫原	合成ペプチド ヒトLGR5/GPR49 (O75473)のアミノ酸800〜907番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75473
タンパク質分子量	100kDa
輸送方法	保冷剤