


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Lgr5/Gpr49 ウサギポリクローナル抗体 - O75473

商品番号: CM0016023



前書き

ヒトLGR5/GPR49を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。幹細胞およびWntシグナル経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGR5/GPR49 Rabbit pAb
備考/別名	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5/GPR49
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8549
GeneID	8549
免疫原	ヒトLGR5/GPR49 (NP_003658.1) のアミノ酸824-907に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O75473
タンパク質分子量	100kDa
配送	氷袋