

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Lhpp ポリクローナル抗体 - Q9H008

商品番号: CM0014557



前書き

ヒトLHPPを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。LHPPは代謝に関与するホスホヒスチジン/ホスホリシンホスファターゼ。がん研究およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHPP ウサギ pAb
備考/別名	HDHD2B; LHPP
種	ヒト
GeneID	64077
免疫原	ヒトLHPP (NP_071409.3) のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H008
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷バッグ