

Wb、Elisa用Anti-Lin9ポリクローナル抗体 - Q5Tka1

商品番号: CM0024434



前書き

ヒトLIN9 (TGS, BARA)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。細胞周期および腫瘍抑制因子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIN9 Rabbit pAb
備考/別名	TGS; BARA; TGS1; TGS2; Lin-9; BARPsv; LIN9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	286826
GeneID	286826
免疫原	ヒトLIN9 (NP_775106.2) のアミノ酸350-470に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5TKA1
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ