


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Llph ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brт6

商品番号: CM0023814



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのLLPHウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと反応。樹状突起・スパイン成長およびシナプス伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LLPH ウサギ pAb
備考/別名	hLLP; Cl2orf31; LLPH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84298
遺伝子ID	84298
免疫原	ヒトLLPHのアミノ酸1-129に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_115714.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BRT6
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ