

抗Lpcat4ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q643R3

商品番号: CM0018277

前書き

ウサギ由来のヒトLPCAT4に対するポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと反応します。WBおよびELISAアプリケーションに最適です。LPCAT4はリン脂質代謝に関与するリゾリン脂質アシルトランスフェラーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LPCAT4 ウサギ pAb
別名/エイリアス	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	254531
GeneID	254531
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLPCAT4 (NP_705841.2) のアミノ酸345-524番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q643R3
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	保冷剤