

WbおよびElisa用Anti-Lsrポリクローナル抗体 - Q86X29

商品番号: CM0029455

前書き

ヒトLSR（リポリシス刺激リポタンパク質受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リポタンパク質のクリアランスおよびタイトジャンクションの生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSR Rabbit pAb
備考/別名	ILDR3; LISCH7; LSR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51599
GeneID	51599
免疫原	ヒトLSR (NP_057009.3) のアミノ酸50-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86X29
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ