

抗Ly86ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95711

商品番号: CM0019856



前書き

ヒトLY86（MD1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性を有します。自然免疫および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LY86 Rabbit pAb
別名	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9450
遺伝子ID	9450
免疫原	合成ペプチド
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロット番号	O95711
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤