

抗リゾチーム (Lyz) ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P61626

商品番号: CM0002221



前書き

ヒトリゾチームC (LYZ)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-

P、ELISAで検証済み；マウスと交差反応します。自然免疫研究における溶菌酵素をターゲットとします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lysozyme (LYZ) Rabbit mAb
備考/別名	LZM; LYZF1; Lysozyme (LYZ)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4069
免疫原	合成ペプチド ヒトリゾチーム (LYZ) (P61626) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P61626
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋