

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mad2L1Bpラビットモノクローナル抗体 - Q15013

商品番号: CM0002860



前書き

ヒトMAD2L1BP

(p31(comet))を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。紡錘体チェックポイントおよび細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2L1BP Rabbit mAb
備考/別名	CMT2; MAD2L1BP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9587
免疫原	合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15013
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋