

Anti-Mad2/Mad2L1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13257

商品番号: CM0023365



前書き

ヒトMAD2/MAD2L1（有糸分裂紡錘体チェックポイントタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞周期および有糸分裂研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAD2/MAD2L1 ウサギ pAb
備考/別名	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4085
GeneID	4085
免疫原	ヒトMAD2/MAD2L1 (NP_002349.1) のアミノ酸1-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13257
タンパク質分子量	24kDa
発送	氷袋