


Anti-Magea4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P43358

商品番号: CM0016277



前書き

MAGEA4 Rabbit pAb (P43358)

はWBおよびELISA用で、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。35

kDaのメラノーマ関連抗原4を認識します。がん研究および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAGEA4 Rabbit pAb
備考/別名	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4103
GeneID	4103
免疫原	ヒトMAGEA4 (NP_002353.3) のアミノ酸28-317に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43358
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスパック