

Wb、Elisa用抗Maml1ウサギポリクローナル抗体 - Q92585

商品番号: CM0023369



前書き

ヒトMAML1に対して作製されたウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。マスターマインド様タンパク質1はNotchシグナル伝達における転写コアクチベーターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAML1 Rabbit pAb
別名	Maml1; Mam-1; MAML1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9794
免疫原	ヒトMAML1 (NP_055572.1) のアミノ酸1-300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92585
タンパク質分子量	108kDa
発送	保冷剤