


Wb、Elisa用 抗Map3K8 ウサギポリクローナル抗体 - P41279

商品番号: CM0015330



前書き

ヒトMAP3K8

(COT/TPL2)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。TLR4を介したMAPK/ERKシグナル伝達、サイトカイン産生、免疫応答の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP3K8 ウサギ pAb
備考/別名	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1326
GeneID	1326
免疫原	ヒトMAP3K8 (NP_005195.2)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41279
タンパク質分子量	53kDa
輸送	保冷バッグ