

Anti-Map4K2 ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - Q12851

商品番号: CM0020144

前書き

MAP4K2

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットを認識します。MAP KおよびHippoシグナル伝達経路に関与するGCKキナーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MAP4K2 ウサギ pAb
備考/別名	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5871
GeneID	5871
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12851
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ